

## **1- INDICAÇÕES DE USO**

Os Componentes Protéticos - CICATRIZADORES são indicados na fase de confecção das próteses sobre implantes dentários.

## **2- CONTRA-INDICAÇÕES**

A utilização destes componentes está contra-indicada nos seguintes casos:

- Implante não osseointegrados;
- Implantes não compatíveis com o sistema Implalife.

## **3- PRECAUÇÕES**

Para a colocação dos componentes – CICATRIZADORES é recomendado que o profissional tenha formação necessária e apropriada na área e elabore um plano de execução protética. Os componentes a serem esterilizados pelo profissional, deverão ser em autoclave a 121°C por no mínimo 15 minutos ou a 134°C por no mínimo 03 minutos de acordo com o protocolo de esterilização padrão de cada equipamento, após a manipulação dos mesmos. O profissional deve esterilizar todos os instrumentos antes do uso e também preparar o paciente para reduzir o risco de contaminação. O profissional deve informar ao paciente a melhor forma de higienização após a colocação do produto.

## **4- EFEITOS ADVERSOS**

O resultado final da aplicação dos componentes - CICATRIZADORES pode não ter êxito, gerando perda do produto e danos ao implante osseointegrado e aos tecidos perimplantares.

## **5- IMPORTANTE**

Os Componentes de próteses – CICATRIZADORES são enviados para os profissionais Cirurgiões-Dentistas, embalados, lacrados e estéreis.

## **6- GARANTIA**

Considerações sobre a garantia do produto, restrições e ressalvas.

Termo de Garantia Legal (de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990).

A empresa IMPLALIFE Indústria de Produtos Médico-Odontológicos LTDA, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3o do Art.26 da Lei 8.078. Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

Não permitir que pessoas não autorizadas e ou sem formação profissional adequada manipulem ou realizem procedimentos com os materiais e produtos em questão.

Não permitir o uso indevido.

Resp. Téc.: Prof.º Dr. Idelmo Rangel Garcia Jr. CRO-SP: 43.696

Reg. ANVISA: 80516010003

Para maiores informações sobre a **POLÍTICA DE RECLAMAÇÕES E TROCA DE PRODUTOS IMPLALIFE**, entre no site: [www.implalife.com.br](http://www.implalife.com.br).



Fabricado e Distribuído por:

IMPLALIFE – Indústria de Produtos Médico-Odontológicos Ltda EPP.

Av. João Amadeu, 310 – Distrito Industrial II Cep: 15708-028 Jales – SP

CNPJ: 09.566.849/0001-00 Indústria Brasileira

TEL: 0800 774 3130

informacoes@implalife.com.br